

Anti-Flad1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Nff5

품목 번호: CM0013160



소개

사람 FLAD1 (FAD synthase/diphosphatase)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람 및 마우스 샘플에서 내인성 수준의 ~65 kDa FLAD1 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FLAD1 Rabbit pAb
비고/별칭	FAD1; FADS; PP591; LSMFLAD; FLAD1
종	사람 (Human)
유전자 ID	80308
면역원	사람 FLAD1 (NP_079483.3)의 아미노산 388-587에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q8NFF5
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스백