

Wb, Elisa용 Anti-Flcn 폴리클로날 항체 - Q8Nfg4

품목 번호: CM0025595



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 항-FLCN 폴리클로날 항체로, 인간 폴리클린(64 kDa, SWISS Q8NFG4)을 타겟으로 합니다. mTORC1 신호 전달, 암 및 오토파지 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	FLCN Rabbit pAb
비고/별칭	BHD; FLCL; DENND8B; FLCN
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	201163
항원(Immunogen)	인간 FLCN (NP_659434.2)의 아미노산 341-579에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q8NFG4
단백질 분자량	64kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)