

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Flcn 토끼 다클로날 항체 - Q8Nfg4

품목 번호: CM0012938



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 토끼 다클로날 FLCN 항체; 사람, 쥐, 랫트와 반응합니다. mTORC1 신호 전달, 오토파지 및 Birt-Hogg-Dubé 증후군 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FLCN Rabbit pAb
비고/별칭	BHD; FLCL; DENND8B; FLCN
종(Species)	사람(Human)
GeneID	201163
면역원(Immunogen)	사람 FLCN (NP_659434.2)의 아미노산 341-579에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q8NFG4
단백질 분자량	64kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)