

Wb, Elisa용 항-Flg 토끼 다클론 항체 - P20930

품목 번호: CM0022028



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 고품질 항-FLG 토끼 다클론 항체. 표피 분화의 핵심 단백질인 인간, 마우스, 래트 필라그린과 반응합니다. 피부 생물학 및 각질화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FLG 토끼 다클론 항체
비고 / 별칭	FLG1; ATOD2; FLG-1; FLG
종	인간
유전자 ID (인간)	2312
유전자 ID	2312
면역원	인간 FLG (NP_002007.1)의 아미노산 1-92에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P20930
단백질 분자량	435 kDa
배송 방식	아이스 팩