

Wb, Ip, Elisa용 항-Flil 토끼 다클론 항체 - Q01543

품목 번호: CM0029524



소개

인간 FLI1(EWSR2, FLI-1)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역침전 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플에서 FLI1을 인식합니다. 전사 조절 및 종양형성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FLI1 토끼 pAb
비고/별칭	EWSR2, FLI-1, SIC-1, BDPLT21, FLI1
종	인간
유전자 ID (인간)	2313
유전자 ID	2313
면역원	인간 FLI1 (NP_002008.2)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q01543
단백질 분자량	51kDa
배송 방식	아이스백