

플로틸린 1 다클론 항체, Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa 적용 가능 - O75955

품목 번호: CM0030451



소개

플로틸린-1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 플로틸린-1(47 kDa)을 검출합니다. 카베올라 및 막 지질 미역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] 플로틸린 1 토끼 pAb
비고/별칭	FLOT1
종	인간
유전자 ID	10211
면역원	인간 플로틸린 1(NP_005794.1)의 아미노산 155-427에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75955
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스 팩