


## Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Flt3 폴리클로날 항체 - P36888

품목 번호: CM0018473



### 소개

인간 FLT3(CD135/FLK2/STK1)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 종양학 및 조혈 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수    | 값                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 제품명     | FLT3 Rabbit pAb                                        |
| 비고/별칭   | FLK2; STK1; CD135; FLK-2; FLT3                         |
| 종       | 인간                                                     |
| 유전자 ID  | 2322                                                   |
| 면역원     | 인간 FLT3 (NP_004110.2)의 아미노산 701-800 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 원천      | 토끼                                                     |
| 범주      | 폴리클로날 항체                                               |
| 응용 분야   | WB, IHC-P, ELISA                                       |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스, 래트                                            |
| SWISS   | P36888                                                 |
| 단백질 분자량 | 113kDa                                                 |
| 배송      | 아이스백                                                   |