


Fc, Elisa용 Anti-Flt3/Cd135 단일클론 항체 - P36888

품목 번호: CM0006531



소개

인간 Flt3/CD135에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 조혈 분화 및 백혈병 발생에 핵심적인 FLT3 수용체 티로신 키나제를 검출합니다. 인간 샘플과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Flt3/CD135 Rabbit mAb
비고/별칭	FLK2; STK1; CD135; FLK-2; Flt3/CD135
종	인간
GeneID	2322
면역원	인간 Flt3/CD135 (NP_004110.2)의 아미노산 27-163에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P36888
단백질 무게	108KDa/113kDa
배송	아이스팩