


Wb 및 Elisa용 Anti-Flvr2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Upi3

품목 번호: CM0029402



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 FLVCR2 rabbit polyclonal antibody. 혈액-뇌 장벽 기능 및 미토콘드리아 열생성에 중요한 콜린/에탄올아민 및 헴 수송체인 인간 및 마우스 FLVCR2 (CCT/SLC49A2)를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FLVCR2 Rabbit pAb
비고/별칭	CCT; EPV; PVHH; MFSD7C; SLC49A2; C14orf58; FLVCRL14q; FLVCR2
종	인간
GeneID (Human)	55640
GeneID	55640
면역원	인간 FLVCR2 (NP_060261.2)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UPI3
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백