

Wb, Elisa용 항-Flywch2 다클론 항체 - Q96Cp2

품목 번호: CM0021300

소개

인간 FLYWCH2를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 인단백질 관련 경로 연구 및 단백질체학 연구에 이상적입니다. 아이스백 배송됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FLYWCH2 토끼 pAb
비고/별칭	FLYWCH2
종	인간
유전자ID (인간)	114984
유전자ID	114984
면역원	인간 FLYWCH2 (NP_612448.1)의 아미노산 51-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q96CP2
단백질 분자량	15kDa
배송 방식	아이스백