

Anti-Fmo1 토끼 다클로날 항체 (Wb, If-P, Elisa용) - Q01740

품목 번호: CM0024494

소개

사람 플라빈 함유 모노옥시지나제 1 (FMO1)에 대한 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 사람 및 쥐와의 교차 반응성을 통해 WB, IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 제노바이오틱 대사 및 타우린 합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FMO1 Rabbit pAb
비고/별칭	FMO1; flavin containing monooxygenase 1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	2326
GeneID	2326
면역원	사람 FMO1 (NP_002012.1)의 아미노산 371-470 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Rat)
SWISS	Q01740
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)