

Wb, If-P, Elisa용 항-Fmo3 토끼 단클론 항체 - P31513

품목 번호: CM0003470

소개

인간 FMO3에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IF-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 간 약물 대사 및 트리메틸아민 N-옥사이드 생성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FMO3 토끼 단클론 항체
비고/별칭	TMAU; FMOII; dJ127D3.1; FMO3
종	인간
유전자ID (인간)	2328
유전자ID	2328
면역원	합성 펩티드 인간 FMO3 (P31513)의 아미노산 300-400 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P31513
단백질 분자량	60kDa
배송 방식	아이스팩