

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Fmrp 단일클론 항체 - Q06787

품목 번호: CM0004303



소개

웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA 검증을 거친 고품질 인간 FMRP 대상 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응하며, 취약 X 증후군 및 시냅스 가소성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FMRP 토끼 단일클론 항체 (mAb)
비고/별칭	POF, FMRP, POF1, FRAXA
종	인간
유전자 ID (인간)	2332
유전자 ID	2332
면역원	합성 펩타이드 인간 FMRP(Q06787)의 1-100 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q06787
단백질 무게	71kDa
배송	아이스팩