

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Fmrp 다클론 항체 - Q06787

품목 번호: CM0027197



소개

FMRP(취약 X 메신저 리보핵단백질 1)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 신경 발달 및 시냅스 가소성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FMRP 토끼 pAb
비고/별칭	POF; FMRP; POF1; FRAXA
종	인간
GeneID (인간)	2332
GeneID	2332
면역원	인간 FMRP (NP_002015.1)의 아미노산 500-600 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q06787
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스 팩