

Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Fn1 Rabbit Monoclonal Antibody - P02751

품목 번호: CM0012185



소개

인간 피브로넥틴(FN1)을 표적으로 하는 고친화도 토끼 단일클론항체. WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 피브로넥틴은 세포 부착, 이동 및 상처 치유를 조절하는 핵심 세포외기질 당단백질입니다. 진단 및 생의학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	FN1 Rabbit mAb
비고/별칭	FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GFND2; SMDCF
종	인간
GeneID (Human)	2335
GeneID	2335
면역원	인간 FN1 (NP_997647.2)의 아미노산 2205-2477에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P02751
단백질 무게	72 kDa/74 kDa/221-272 kDa
배송	아이스백