

Anti-Fn3Krp 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Ha64

품목 번호: CM0015347

소개

사람, 생쥐, 쥐에서 WB 및 ELISA 검출에 사용되는 FN3KRP를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 신뢰할 수 있는 케토사민-3-키나아제 연구 시약으로 단백질 탈당화 경로를 연구하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FN3KRP 토끼 pAb
비고/별칭	FN3KL; FN3KRP
종	사람
유전자 ID	79672
면역원	사람 FN3KRP의 아미노산 1-309에 상응하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질 (NP_078895.2)
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q9HA64
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백