

Wb, Elisa용 Anti-Fndc4 폴리클로날 항체 - Q9H6D8

품목 번호: CM0018325

소개

이 FNDC4 토끼 폴리클로날 항체는 사람, 쥐, 및 랫트 FNDC4를 검출하며 WB와 ELISA에 대해 검증되었습니다. 염증, 인슐린 민감성, 및 지방 생물학 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FNDC4 Rabbit pAb
비고/별칭	FRCP1; FNDC4
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	64838
GeneID	64838
항원(Immunogen)	사람 FNDC4 (NP_073734.1)의 아미노산 45-167에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9H6D8
단백질 분자량	25kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)