

Ihc-P/Elisa용 항-Fndc4 토끼 다클론 항체 - Q9H6D8

품목 번호: CM0024588

소개

인간 FNDC4(피브로넥틴 III형 도메인 함유 단백질 4)에 대한 토끼 다클론 항체로, IHC-P와 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 염증, 포도당 내성 및 지방 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	FNDC4 토끼 pAb
비고/별칭	FRCPI; FNDC4
종	인간
유전자 ID	64838
면역원	인간 FNDC4 (NP_073734.1)의 아미노산 45-167에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9H6D8
단백질 분자량	25kDa
배송 방식	아이스백