

Wb, Elisa용 항-Fndc5 토끼 다클론 항체 - Q8Nau1

품목 번호: CM0023092



소개

WB, ELISA에 대해 검증된 항-FNDC5 토끼 다클론 항체. 사람, 쥐와 반응합니다. 운동 유도 핵심 호르몬인 피브로넥틴 타입 III 도메인 함유 단백질 5(아이리신)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FNDC5 토끼 pAb
비고/별칭	FRCP2; 아이리신; FNDC5
종	사람
유전자ID (사람)	252995
유전자ID	252995
면역원	사람 FNDC5 (NP_715637.2)의 아미노산 113-212 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	Q8NAU1
단백질 분자량	24kDa
배송 방식	아이스 팩