

Wb, Elisa용 항Fnta 다클론 항체 - P49354

품목 번호: CM0024724



소개

인간 FNTA에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 표적 단백질은 단백질 프레닐화에 관여하며 암 및 신경근 연구와 관련이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FNTA 토끼 pAb
비고/별칭	FPTA, PTAR2, PGGT1A, FNTA
종	인간
유전자 ID (인간)	2339
유전자 ID	2339
면역원	인간 FNTA(NP_002018.1)의 아미노산 280-379에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49354
단백질 분자량	44kDa
배송 방식	아이스 팩