

Wb, Elisa용 항-Fopnl 다클론 항체 - Q96Nb1

품목 번호: CM0024205

소개

FOPNL(중심체 단백질 20)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에 사용됩니다. 인간 및 마우스 시료에서 검증되었으며 섬모와 중심체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FOPNL 토끼 pAb
비고/별칭	FOPNL; FOR20; C16orf63; PHSECRG2
종	인간
유전자ID (인간)	123811
유전자ID	123811
면역원	재조합 단백질 인간 FOPNL(NP_653201.1)의 아미노산 20-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96NB1
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스 팩