


Wb, Elisa용 Anti-Fos 토끼 다클로날 항체 - P01100

품목 번호: CM0024104



소개

c-Fos(AP-1 전사 인자 서브유닛)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 신호 전달, 증식 및 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FOS Rabbit pAb
비고/별칭	p55; AP-1; C-FOS; FOS
종	인간, 마우스, 랫트
GeneID (인간)	2353
GeneID	2353
면역원	인간 FOS (NP_005243.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P01100
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스 팩