


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Fosb 토끼 다클론 항체 - P53539

품목 번호: CM0016835



소개

인간 FOSB에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 뉴클레오솜 인핸서 조절 및 신경발생에서 AP-1 전사인자 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FOSB 토끼 pAb
비고/별칭	AP-1; G0S3; GOS3; GOSB; FOSB
종	인간
유전자ID (인간)	2354
유전자ID	2354
면역원	인간 FOSB (NP_006723.2)의 아미노산 1-100번 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P53539
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 팩