

Wb, Elisa용 항-Fosl1 (Kd 검증 완료) 토끼 다클론 항체 - P15407

품목 번호: CM0024682

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 애플리케이션용 인간 FOSL1 (FRA1)에 대한 KD 검증 완료된 토끼 다클론 항체입니다. CamelBio의 원스톱 IVD 원료 플랫폼에서 공급된 이 항체는 약 29 kDa 밴드를 검출합니다. 스위스-프룻: P15407.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] FOSL1 토끼 pAb
비고/별칭	FRA; FRA1; fra-1; [KD 검증 완료] FOSL1
종	인간
유전자ID (인간)	8061
유전자ID	8061
면역원	재조합 단백질 인간 FOSL1 (NP_005429.1?)의 아미노산 1-100번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P15407
단백질 분자량	29kDa
배송 방법	아이스백