

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Foxa1 토끼 다클로날 항체 - P55317

품목 번호: CM0024426



소개

인간 FOXA1 (HNF3A/TCF3A)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 발생 및 야연구에서 개시 인자(pioneer factor) 기능과 호르몬 수용체 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FOXA1 Rabbit pAb
비고/별칭	HNF3A, TCF3A, FOXA1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3169
GeneID	3169
면역원(Immunogen)	인간 FOXA1 (NP_004487.2)의 아미노산 263-472에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P55317
단백질 분자량	49kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)