

Wb, Elisa용 항-Foxc1 다클론 항체 - Q12948

품목 번호: CM0025947

소개

웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 FOXC1 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 발생, 암, 안구 연구에서 전사 인자 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FOXC1 토끼 pAb
비고/별칭	ARA; IGDA; IHG1; ASGD3; FKHL7; IRID1; RIEG3; FREAC3; FREAC-3; FOXC1
종	인간
GeneID (인간)	2296
GeneID	2296
면역원	인간 FOXC1 (NP_001444.2)의 아미노산 404-553번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
유래	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q12948
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스 팩