

Anti-Foxd1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q16676

품목 번호: CM0024554

소개

인간 FOXD1을 표적하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증됨. 생쥐 및 쥐와 교차 반응함. 전사 인자 연구에 적합함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FOXD1 Rabbit pAb
비고/별칭	FKHL8; FREAC4; FREAC-4; FOXD1
종	인간
유전자 ID (인간)	2297
유전자 ID	2297
면역원	인간 FOXD1 (NP_004463.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q16676
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백