

Anti-Foxi1 폴리클론항체 For Wb, Elisa - Q12951

품목 번호: CM0020245

소개

내이 및 신장 발달에 필수적인 포크헤드 전사인자인 FOXI1을 표적하는 폴리클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FOXI1 Rabbit pAb
비고/별칭	HFH3, FKH10, HFH-3, FKHL10, FREAC6, FREAC-6, FOXI1
종	인간
GeneID (Human)	2299
GeneID	2299
면역원	인간 FOXI1 (NP_036320.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q12951
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백