

Wb, Ip, Elisa용 항-Foxj1 토끼 다클론 항체 - Q92949

품목 번호: CM0020071

소개

운동성 섬모 형성에 필수적인 전사인자인 인간 FOXJ1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB, IP, ELISA 응용 분야에서 검증되었으며 마우스와 래트에 교차 반응성이 있습니다. 섬모병 및 발생 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FOXJ1 토끼 pAb
비고/별칭	HFH4; HFH-4; CILD43; FKHL13; FOXJ1
종	인간
유전자ID (인간)	2302
유전자ID	2302
면역원	인간 FOXJ1의 아미노산 1-421에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_001445.2).
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q92949
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스 팩