

Wb, Elisa용 Anti-Foxk1 토끼 다클론 항체 - P85037

품목 번호: CM0014534



소개

WB 및 ELISA 검증이 완료된 인간 FOXK1에 대한 토끼 다클론 항체입니다. FOXK1은 포도당 대사, 근육 분화 및 자가포식을 조절하는 포크헤드 전사 인자입니다. 연구용으로 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FOXK1 토끼 pAb
비고/별칭	FOXK1L; FOXK1
종	인간
유전자 ID (인간)	221937
유전자 ID	221937
면역원	인간 FOXK1의 아미노산 600-733에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001032242.1)
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P85037
단백질 분자량	75kDa
배송	아이스팩