

Wb 및 Elisa용 Anti-Foxk2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q01167

품목 번호: CM0016682



소개

WB 및 ELISA용 FOXK2 Rabbit Polyclonal Antibody (pAb). 인간, 마우스 및 랫트 FOXK2를 검출합니다. 전사 조절, 대사 및 오토파지 연구에 이상적입니다. SWISS: Q01167.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FOXK2 Rabbit pAb
비고/별칭	ILF; ILF1; ILF-1; nGTBP; FOXK2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	3607
GeneID	3607
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 FOXK2 (NP_004505.2)의 아미노산 360-430에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q01167
단백질 분자량	69kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)