

Wb, Elisa용 Anti-Foxn2 토끼 단클론 항체 - P32314

품목 번호: CM0006404

소개

인간 FOXN2(Forkhead box protein N2)에 대한 토끼 단클론 항체로 WB 및 ELISA 응용에 사용됩니다. Knockout으로 검증되었으며 인간 FOXN2를 인식합니다. HTLV-I LTR 결합 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] FOXN2 토끼 mAb
비고/별칭	HTLF; N2
종	인간
GeneID (인간)	3344
GeneID	3344
면역원	인간 FOXN2의 아미노산 204-431에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_002149.2).
출처	토끼
카테고리	단클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P32314
단백질 중량	47kDa
배송	아이스백