

If/Icc, Elisa용 항-Foxn2 토끼 다클론 항체 - P32314

품목 번호: CM0029819

소개

IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 FOXN2 토끼 다클론 항체입니다. HTLV-I LTR에 결합하는 전사인자인 인간 FOXN2와 반응합니다. 바이러스 유전자 조절, 전사 제어 및 FOX 패밀리 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FOXN2 토끼 pAb
비고/별칭	HTLF; FOXN2
종	인간
유전자ID (인간)	3344
유전자ID	3344
면역원	인간 FOXN2 (NP_002149.2)의 아미노산 172-431에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P32314
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백