

Wb 및 Elisa용 Anti-Foxn2 토끼 다클로날 항체 - P32314

품목 번호: CM0028312

소개

웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증된 FOXN2 토끼 다클로날 항체입니다. HTLV-I LTR에 결합하는 전사 인자인 인간 및 마우스 FOXN2 (HTLF)와 반응합니다. 크로마틴 및 바이러스 전사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FOXN2 Rabbit pAb
비고/별칭	HTLF; FOXN2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	3344
면역원	인간 FOXN2 (NP_002149.2)의 아미노산 172-431에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P32314
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백