

## Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Foxo1 토끼 다클로날 항체 - Q12778

품목 번호: CM0030287



### 소개

FOXO1 (FKHR)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 사람, 쥐, 랫트, 원숭이 샘플에서 웨스턴 블롯, 면역형광/면역세포화학, ELISA용으로 검증되었습니다. 당뇨병, 대사, 및 세포 사멸 연구에 이상적입니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수        | 값                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | FOXO1 Rabbit pAb                                                |
| 비고/별칭       | FKH1, FKHR, FOXO1A, FOXO1                                       |
| 종           | 사람 (Human)                                                      |
| GeneID (사람) | 2308                                                            |
| 면역원         | 사람 FOXO1 (NP_002006.2)의 아미노산 340-580에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원         | 토끼 (Rabbit)                                                     |
| 카테고리        | 다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)                                 |
| 응용          | WB, IF/ICC, ELISA                                               |
| 교차 반응성      | 사람, 쥐, 랫트, 원숭이                                                  |
| SWISS       | Q12778                                                          |
| 단백질 분자량     | 70kDa                                                           |
| 배송          | 아이스백                                                            |