

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Foxo1/Foxo3A/Foxo4 다클론 항체 - Q12778 / O43524 / P98177

품목 번호: CM0020869



소개

FOXO1, FOXO3A 및 FOXO4를 인식하는 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스 및 랫드 샘플을 이용한 WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 대사, 세포사멸 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FOXO1/FOXO3A/FOXO4 토끼 pAb
종	인간
GeneID (인간)	2308/2309/4303
GeneID	2308/2309/4303
면역원	합성 펩타이드; 인간 FOXO1/FOXO3A/FOXO4의 합성 펩타이드(NP_002006.2)
기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q12778/O43524/P98177
배송	아이스팩