

Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 Anti-Foxo3A 폴리클로날 항체 - Q9Wvh4

품목 번호: CM0025304

소개

FOXO3A 토끼 폴리클로날 항체는 마우스 및 랫트 FOXO3A를 검출합니다. 세포사멸, 자가포식, 대사 연구 분야의 WB, IF/ICC, IF-P 및 ELISA 응용에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FOXO3A 토끼 pAb
비고/별칭	Fkhr2; FKHL1; Foxo3a; 1110048B16Rik; 2010203A17Rik
종	마우스
GeneID (Human)	2309
GeneID	56484
면역원	마우스 FOXO3A (NP_062714.1)의 아미노산 371-470 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	Q9WVH4
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백