

Wb, Elisa용 Anti-Foxo3A Rabbit Monoclonal Antibody - O43524

품목 번호: CM0012000



소개

FOXO3A를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 사람과 마우스 샘플에서 WB 및 ELISA로 검증되었습니다. 71 kDa 단백질을 인식하며, 내인성 수준을 검출합니다. 세포사멸, 자가포식 및 산화 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FOXO3A Rabbit mAb
비고/별칭	FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHL1P2
종	사람
유전자 ID (사람)	2309
면역원	사람 FOXO3A (NP_001446.1)의 아미노산 574-673 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	O43524
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스팩