

## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Foxp1 단클론 항체 - Q9H334

품목 번호: CM0006847



### 소개

FOXP1 토끼 단클론 항체는 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 FOXP1과 반응합니다. 전사 조절, B세포 발달 및 암 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수    | 값                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명     | FOXP1 토끼 mAb                                                   |
| 비고/별칭   | MFH; QRF1; I2CC4; hFKH1B; HSPC215; FOXP1                       |
| 종       | 인간                                                             |
| 유전자ID   | 27086                                                          |
| 면역원     | 인간 FOXP1 (NP_116071.2)의 아미노산 550-677에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원     | 토끼                                                             |
| 카테고리    | 단클론 항체                                                         |
| 적용 분야   | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                       |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스, 래트                                                    |
| SWISS   | Q9H334                                                         |
| 단백질 분자량 | 75kDa                                                          |
| 배송 방식   | 아이스백                                                           |