


Wb, Elisa용 항-Foxp2 다클론 항체 - O15409

품목 번호: CM0030570



소개

인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB 및 ELISA로 검증된 토끼 다클론 FOXP2 항체입니다. 언어 발달에 관여하는 포크헤드 박스 단백질 P2를 표적으로 하며, 폐 상피 및 신경 조직 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FOXP2 토끼 pAb
비고/별칭	SPCH1; CAGH44; TNRC10; FOXP2
종	인간
유전자ID (인간)	93986
유전자ID	93986
면역원	인간 FOXP2 (NP_055306.1)의 아미노산 590-715에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O15409
단백질 분자량	80kDa
배송 방식	아이스팩