

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Foxp3 단일클론 항체 - Q9Bzs1

품목 번호: CM0004389



소개

웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증된 고품질의 FOXP3 토끼 단일클론 항체입니다. 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)와 반응합니다. Treg 세포 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FOXP3 Rabbit mAb
비고/별칭	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	50943
GeneID	50943
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체
어플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9BZS1
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백