

Wb, Ip, Elisa용 Anti-Foxp3 단일클론 항체 - Q9Bzs1

품목 번호: CM0005107



소개

FOXP3 Rabbit mAb (Q9BZS1)는 WB, IP, ELISA에서 인간 교차반응성으로 검증되었으며, Treg 발달 및 면역 항상성에 중요한 forkhead 전사 인자를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FOXP3 Rabbit mAb
비고/별칭	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER; FOXP3
종	인간
GeneID (인간)	50943
GeneID	50943
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9BZS1
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스팩