

Wb, Elisa용 항-Foxp3 다클론 항체 - Q99Jb6

품목 번호: CM0028464



소개

생쥐 FOXP3를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. FOXP3는 조절 T세포 발달과 면역 항상성에 필수적이므로 본 항체는 면역학 및 자가면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FOXP3 토끼 pAb
비고/별칭	sf; JM2; scurfin
종	생쥐
유전자 ID (인간)	50943
유전자 ID	20371
면역원	생쥐 FOXP3 (NP_473380.1)의 아미노산 1-100 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐
SWISS	Q99JB6
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스백