

Ihc-P, Elisa용 Anti-Foxq1 토끼 다클론 항체 - Q9C009

품목 번호: CM0021224

소개

FOXQ1 토끼 다클론 항체는 IHC-P 및 ELISA 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 이 항체는 모낭 분화에 관여하는 전사 인자인 인간 FOXQ1을 표적으로 합니다. 피부과학 및 발생생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FOXQ1 토끼 pAb
비고/별칭	FOXQ1; HFH1; forkhead box Q1
종	인간
GeneID	94234
면역원	인간 FOXQ1(NP_150285.3)의 1-100 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
애플리케이션	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9C009
단백질 중량	41kDa
배송	아이스팩