

Wb, Elisa용 Anti-Foxs1 다클론 항체 - O43638

품목 번호: CM0012861

소개

WB 및 ELISA용 토끼 항-FOXSI 다클론 항체. 인간 및 랫드에서 검증되었습니다. FOXSI은 고환 혈관 구조 조직에 관여하는 전사 억제인자입니다. 연구용으로 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FOXSI 토끼 pAb
비고/별칭	FKHL18; FREAC10; FOXSI
종	인간
GeneID (인간)	2307
GeneID	2307
면역원	인간 FOXSI(NP_004109.1)의 아미노산 121-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	O43638
단백질 분자량	35kDa
배송	얼음팩