

Wb, Elisa용 항-Fpgs 단일클론 항체 - Q05932

품목 번호: CM0003315

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 이 토끼 단일클론 항체는 엽산 폴리글루탐산화 및 메토틱렉세이트 대사의 핵심 효소인 인간 및 랫드 FPGS를 검출합니다. 일탄소 대사, 항엽산 약리학, 미토콘드리아 효소학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FPGS 토끼 단일클론 항체(mAb)
종	인간
유전자ID (인간)	2356
유전자ID	2356
면역원	인간 FPGS (Q05932)의 아미노산 450-587에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q05932
단백질 분자량	65kDa
배송 방식	아이스백