

Wb, Elisa용 Anti-Fps/Fdps 단일클론항체 - P14324

품목 번호: CM0004634



소개

인간 FPS/FDPS를 표적으로 하는 토끼 단일클론항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 파네실 피로인산 합성효소, 이소프레노이드 생합성의 핵심 효소, ~48kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FPS/FDPS 토끼 mAb
비고/별칭	FPS; FPPS; POROK9; FPS/FDPS
종	인간
GeneID (인간)	2224
GeneID	2224
면역원	인간 FPS/FDPS의 아미노산 67-419에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_001995.1)
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P14324
단백질 무게	48kDa
배송	아이스백