


Anti-Frataxin (Fxn) 폴리클론항체 For Wb - Q16595

품목 번호: CM0018928



소개

FXN/Frataxin에 대한 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. 철-황 클러스터 생합성 및 프리드라이히 운동실조증 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	FXN / Frataxin Rabbit pAb
비고/별칭	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA; FXN / Frataxin
종	인간
GeneID (Human)	2395
면역원	인간 FXN / Frataxin (NP_000135.2)의 아미노산 42-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16595
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백