


Anti-Frataxin/Fxn Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q16595

품목 번호: CM0004275



소개

Human Frataxin/FXN에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 철-황 클러스터 생성 및 프리드라이히 운동실조 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Frataxin/FXN Rabbit mAb
비고/별칭	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA
종	Human
GeneID (Human)	2395
GeneID	2395
면역원	Human Frataxin/FXN (NP_000135.2)의 아미노산 42-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q16595
단백질 크기	23kDa
배송	Ice bag