


항프라탁신/Fxn 토끼 단클론 항체 [Kd 검증 완료] - Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa 용 - Q16595

품목 번호: CM0005054



소개

인간 프라탁신(Frataxin, FXN)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, KD 검증을 완료했습니다. WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 철-황 클러스터 조립 및 철 항상성에 관여하는 미토콘드리아 단백질을 표적으로 합니다. 연구 용도로만 사용하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] 프라탁신/FXN 토끼 단클론 항체
비고/별칭	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA
반응 종	인간
유전자 ID	2395 (인간)
면역원	인간 FXN/프라탁신(NP_000135.2)의 아미노산 42-210번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질입니다.
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q16595
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스 팩